

Neoseiulus cucumeris Tripsrovkvalster



Biologi, allmänt:

Tripsrovkvalstret är trots namnet ett polyfagt kvalster. D.v.s. den kan äta och överleva på flera olika skadedjur som: trips, jordgubbskvalster, spinnkvalster och toppskottskvalster etc. Dessutom är tillgång på pollen en fördel.

Neoseiulus c. används främst under glas, men även med gott resultat i jordgubbar på friland, då mot jordgubbskvalster.

Neoseiulus c. lägger cirka 50-100 ägg. Vid 25° C. tar utvecklingstiden cirka 8 dagar, vid 15° C ca. 17 dagar, från ägg - tre nymfstadier och till vuxenstadiet.

Alla nymfstadier - samt det vuxna kvalstret - äter larver av 1:a larvstadiet, och klarar då ej av att fånga den vuxna tripsen.

Användning praktiskt:

Tripsrovkvalstret bör som huvudregel användas förebyggande.

Produktbeskrivning:

Tripsrovkvalstren levereras i 1 liters "rör" med 10.000, 25.000 eller som vanligast 50.000 st i kli med "foderkvalster" eller i "storpåsar" om 300.000 st. Det går att få i en vermikulitblandning, vilket kan vara en fördel i kulturer med håriga blad, eller där det finns risk att kliet blir "liggande" på bladverket.

Eller i **påsar** med "fabriker" där successivt ett visst antal tripsrovkvalster lämnar påsen (under ca. 6 veckor) och aktivt söker efter byte.

Insättning, doser : Påsar: Prydnadsväxter 1-2/ m².

Förebyggande i gurka en utsättning på var tredje planta var 4-6:e vecka. Vid angrepp 1 påse på varje planta.

Insättning lösvikt: I grönsaker; 50-100 st/m² varannan vecka.

I prydnadsväxter 100-250 var eller varannan vecka. I kryddor upp till 500 st/m² beroende på skadetryck.. Insättningarna regleras med hjälp av klusterskiveavläsningar. Rovkvalster i lösvikt kan med fördel "blåsas ut" med hjälp av en speciell utblåsare.

I jordgubbar används 500.000-2.000.000 rovkvalster per ha.

Utsättning:

Utsättning bör ske så snart som möjligt efter leverans.

Förvaring kortare tid vid 8-10 grader.

OBS! Påsarna har förgjorda utgångshål!

Prydnadsväxt: Obs! Påsarna skall vidröra bladverket för optimal spridning. Undvik jordkontakt.

Andra supplerande produkter:

Orius majusculus

Typhlodromips swirskii (vid >20°C)

Klusterskivor, blå o. gula